

# Ceintures Pelviennes



## ....pour un maintien efficace du bassin

L'utilisation d'une ceinture pelvienne peut représenter un apport important dans le maintien du bassin pour certains patients. En effet, la préservation d'une position du bassin sans rétroversion est primordiale dans le cadre de la prévention de l'escarre. Elle prévient efficacement tout risque de glissement avant de l'utilisateur dans son Fauteuil roulant dès son transfert en positionnant le pelvis contre le dossier.

- Limite le risque de rétroversion du bassin et les effets connus de cisaillement dans le cadre de la prévention de l'escarre
- La liberté de mouvement du buste est préservée, par exemple pour la propulsion du Fauteuil
- Ses larges sangles en néoprène à couture renforcée en font une ceinture confortable et solide
- Transfert facile de l'utilisateur grâce au déclipage rapides sangles
- Plusieurs tailles et modèles sont disponibles
- Modèles avec et sans combinaison de sécurité
- Ceintures lavables en machine



Deux modèles sont proposés :

- Le modèle **CONTOUR** croisé : Son installation s'effectue en croisant les sangles autour de la cuisse de l'utilisateur. La fixation de cette ceinture s'effectue en faisant passer les sangles à l'arrière du dossier.
- Le modèle **CONTOUR** croisé avec boucle code : Ce modèle est uniquement disponible en taille 4, 5 et 6. Son installation s'effectue de la même façon que décrit précédemment. La seule différence est une boucle code pour éviter les détachements imprévus.



Ceinture pelvienne modèle CONTOUR



Ceinture pelvienne modèle CONTOUR avec boucle code

Modèle CONTOUR	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	1	705-201-909	22	8	25	12	172 €
	2	705-202-909	26	11	31	14	172 €
	3	705-203-909	29	14	37	16	172 €

Modèle CONTOUR avec boucle code	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	4	705-Z-204-909	31	15	42	18	186 €
	5	705-Z-205-909	38	24	47	25	186 €
	6	705-Z-206-909	48	28	53	30	186 €

**Accessoires :**

Colliers de fixation pour modèle **standard** : Pour adapter précisément les sangles de la ceinture pelvienne standard en fonction du Fauteuil à équiper et des besoins en maintien de l'utilisateur.

Référence	Diamètre tube (mm)	Largeur sangle	Prix public Ht Unitaire
151-1420-500	20	25 mm (Sangles inférieures)	9,40 €
151-1422-500	22	25 mm (Sangles inférieures)	9,40 €
151-1425-500	25	25 mm (Sangles inférieures)	9,40 €
151-1428-500	28	25 mm (Sangles inférieures)	9,40 €
151-1520-500	20	40 mm (Sangles supérieures)	13,09 €
151-1522-500	22	40 mm (Sangles supérieures)	13,09 €
151-1525-500	25	40 mm (Sangles supérieures)	13,09 €
151-1528-500	28	40 mm (Sangles supérieures)	13,09 €

